

HEALTHY

PRESOTERAPIA

¿QUÉ ES LA PRESOTERAPIA?

Un tratamiento NO invasivo con efectos de recuperación y relajantes que utiliza la presión de aire para activar el sistema linfático y circulatorio.

Se aplica con un traje neumático adaptado a la zona a tratar (abdomen, piernas, brazos o glúteos).


Indicado para personas con problemas circulatorios, piernas cansadas, arañas vasculares, grasa localizada, edemas y celulitis, entre otros.

**¡Activo y
restituye
el cuerpo!**

CONTENIDO



PRESSOTHERAPY QUATTRO MAX



Manual de uso



Faja



Tubo doble



Tubo simple



1 Par de piernas



PRESSOTHERAPY QUATTRO MAX

**Disfruta de
un completo
masaje de
compresión
en la comodidad
de tu casa.**



¿CUÁNTOS CORAZONES TIENES?

"Segundo corazón" es como se refieren algunos expertos a los músculos de las piernas. ¿Verdad?

Debido a nuestra posición erguida, a la sangre le cuesta mucho subir desde las piernas al corazón, por lo que necesita un empujón extra para no quedarse estancada en las piernas.

Por ello se producen, por ejemplo, varices.

Otro mecanismo para ayudar a la sangre es el "tercer corazón" o esponja plantar.



SISTEMAS DE NUESTRO CUERPO QUE SE BENEFICIAN DE LA PRESOTERAPIA

SISTEMA MUSCULAR

SISTEMA CIRCULATORIO

SISTEMA DIGESTIVO

SISTEMA LINFÁTICO

LA PIEL

i T O D O S !



lh RECHACE
IMITACIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

3 OPCIONES ADAPTADAS A TUS NECESIDADES

1



Básico
(faja + Perna)

2



Básica

+



Presomasaaje
vertebral

3



Básica

+



Presomasaaje
vertebral

+



Brazal



Presomasaaje Vertebral



Brazal



El equipo no es un producto sanitario. Su uso es recomendable en personas adultas que no lo tengan desaconsejado.

Qué hace especial a PRESSOTHERAPY QUATTRO MAX

Personalización de la experiencia en cada detalle, potencia renovada y facilidad de uso para resultados efectivos desde la primera sesión.

- Hasta 10 niveles de intensidad, para ajustarlo a tus necesidades de forma exacta
- Programador de tiempo automático: 10-20-30 minutos
- Utilización sencilla e intuitiva
- Conexiones fáciles con un solo "click"
- Compatible con múltiples accesorios y tatami
- Evita el envejecimiento prematuro de los tejidos
- Medidas compactas para almacenarlo fácilmente
- Cuenta con una salida de 4 secciones, capaces de estimular el cuerpo de manera integral y utilizar hasta dos accesorios a la vez con los cables duplicadores
- Aliada perfecta para la recuperación deportiva, relajación, lesiones o tratamientos varios
- Ayuda a descansar y rendir mejor en tu día a día

4 modos de trabajo

 Ondas

 Circulación

 Presión arriba / abajo

 Estimulación total

4 zonas de presión independientes

Se pueden activar/desactivar





lufthous®

PRESSOTHERAPY QUATTRO MAX

HEALTHY PRESOTERAPIA



Sistema de compresión de aire

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Modelo: LH PRESSOTHERAPY QUATTRO MAX (4MAX)
Potencia: 12V ~ 2.5A max
Ajuste de presión: 1-10 Nivel
Rango de tiempo: 10, 20, 30min
Modo: ONDA, CIRCULACIÓN, ARRIBA/ABAJO, COMPLETO
Dimensiones: 260(ancho) x 180(fondo) x 130(alto)mm
Peso: 2kg (solo el cuerpo)

CARACTERÍSTICAS DEL ADAPTADOR

Tipo de protección: Clase II
Voltaje de entrada: 100-240V~ / 50-60Hz
Corriente de entrada: 1.2A max
Voltaje de salida: 12V ~ 2.5A, 30W
Dimensiones 93,5(ancho) X 45,6(fondo) X 37(alto) mm



lufthous.es

